


CLICKIT ER PELVIS

FISSATORE DA URGENZA DA BACINO

Morsetto universale

Applicazione rapida e semplice

Kit sterile



Indicazioni

Il dispositivo Clickit ER Pelvis è indicato per la fissazione di fratture di origine traumatica e patologica del bacino, come strumento per la stabilizzazione intraoperatoria.

CARATTERISTICHE

Morsetto universale
Stabilizzazione multi planare
Attacco rapido
Sterile

VANTAGGI

Raccorda barra/barra, barra/vite (Ø 4.0-5.0-6.0 mm) e filo di K (Ø 1.8-2.5 mm)
Ottima stabilità
Rapida applicazione
Pronto all'uso

Componenti




Morsetto universale


Raccorda sia le barre che gli elementi di presa



Raccordo barra/barra



Raccordo barra/vite



Raccordo barra/filo




Barre

Diametro 12 mm radiotrasparente



Archi pelvici

Realizzati in lega di alluminio. Disponibili archi grandi per la parte prossimale e archi piccoli per la parte distale




Viti corticali autopercoranti

Kit ClickIt ER Pelvis



Descrizione	Q.tà
Arco grande per la parte prossimale	1
Arco piccolo per la parte distale	1
Morsetti universali	8
Barre in carbonio Ø 12 mm x 250 mm	2
Viti corticali autoperforanti Ø 6.0 mm x 250, filetto 55 mm Strumentario dedicato	4

Schema di montaggio



Sterilizzazione

Il Kit ClickIt ER Pelvis viene fornito sterile pronto all'uso.
Ogni componente viene fornito anche in confezione singola sterile.

CLICKIT ER PELVIS 5006542ST

COMPONENTI e ACCESSORI

Codice	Descrizione
5006508ST	Morsetto universale ClickIt ER
5006504ST	Morsetto multiplo ClickIt ER
5006510ST	Barra radiotrasparenti in carbonio Ø 12 L 100 mm
5006512ST	Barra radiotrasparenti in carbonio Ø 12 L 150mm
5006514ST	Barra radiotrasparenti in carbonio Ø 12 L 200 mm
5006516ST	Barra radiotrasparenti in carbonio Ø 12 L 250 mm
5006518ST	Barra radiotrasparenti in carbonio Ø 12 L 300 mm
5006520ST	Barra radiotrasparenti in carbonio Ø 12 L 350 mm
5006522ST	Barra radiotrasparenti in carbonio Ø 12 L 400 mm
5006526ST	Barra radiotrasparenti in carbonio Ø 12 L 500 mm
5006528ST	Barra radiotrasparenti in carbonio Ø 12 L 600 mm

STRUMENTARIO *

Codice	Descrizione	Q.tà
5006562	Cassetta di sterilizzazione strumentario ClickIt ER completa	
Composto da:		
5000124	Cacciavite esagonale da 3.0 mm	1
5000222	Perforatore Ø 3.5 mm	1
5000600	Chiave a T per viti Ø 4.0 mm	1
5000601	Chiave a T per viti Ø 5.0 mm	1
5000602	Chiave a T per viti Ø 6.0 mm	1
5000604	Manico a T attacco AO	1
5000605	Asta esagonale Ø 5.0 mm attacco AO	1
5006.04	Adattatore Ø 4.0 mm con attacco AO	1
5006.05	Adattatore Ø 5.0 mm con attacco AO	1
5006.06	Adattatore Ø 6.0 mm con attacco AO	1
5000622	Chiave esagonale a L Ø 5.0 mm	1
5006000	Chiave esagonale da L da 3.0 mm	1
5006010	Cannula perforatore Ø 3.5 L. 110 mm	1
5006564	Barra comparazione ClickIt ER	1
5006560ER	Cassetta di sterilizzazione strumentario ClickIt ER vuota	1

* I dispositivi impiantabili e sterili sono coperti dal marchio CE1936, lo strumentario non sterile riutilizzabile è coperto da marchio CE





SEDE LEGALE

Via P. Gobetti, 56r - 16145 Genova
Tel. +39 010 30801 - Fax +39 010 3080210
www.mikai.it - servizio.clienti@mikai.it

PRODUZIONE

Via Canestrello, 2 - 36050 Monteviale (VI)
Tel. +39 0444 950100 - Fax +39 0444 950133
www.mikai.it - servizio.clienti@mikai.it